


OMNIS IC-Ausr.: D-INJ, manuell

Scope of delivery

Order Number	Description	Quantity
6.02816.000	Spritze 20 mL, Luer	1 PCS
		
6.1831.060	PEEK 毛细管，内径0.5 毫米，1 米 用于在线渗析与样品转换器。 用于IC渗析单元，IC样品处理器，紧凑型IC自动进样器，过滤型IC样品处理器，渗析型IC样品处理器，IC液体处理渗析单元	1 PCS
6.2744.120	Luer F 压力螺丝适配器 连接压力螺丝和注射器。	1 PCS
		