




## 密封的耗材套件，用于 KF Dis-Cover 盖子 6.02710.010

6.05700.170

密封，用于更换盖子 6.02710.010，16 件

### Optional accessories

| Order no.   | Description                                |
|-------------|--------------------------------------------|
| 6.02710.010 | KF Dis-Cover 盖子，用于 120 mL 的 OMNIS 样品杯，16 个 |

带密封件的盖子，用于在 OMNIS Sample Robot Pick&Place 系统中的样品杯 6.01400.200、6.01400.300 和 6.01400.303 中进行容量式卡尔·费休滴定法。

