



电导电极 $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ ，带 Pt1000（固定电缆）

6.0919.140

带池常数的 3 线电导电极 $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ (指导数值)，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆，用于连接到 912/914 测量仪上。

该传感器适用于测量较高的电导率（0.1 至 1000 mS/cm 以下），例如：

- 海水
- 冲洗水
- 生理溶液

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2301.060 KCl离子标准，250毫升

KCl离子标准（250毫升， $c(\text{离子}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$ ），也可用作电导率测量的标准溶液。

