



Hamilton PRP-X100 - 125/4.0

6.1005.000

Hamilton PRP-X100 - 125/4.0 IC 阴离子柱是一个坚固的柱，基于聚苯乙烯/二乙烯基苯聚合物。它特别适用于且非化学抑制型分离氯化物、硝酸盐和硫酸盐。若事先将阳离子用一个 H^+ 阳离子交换器套筒分离，则也可用来测定氟化物。测定硅酸盐时，也需要 Hamilton PRP-X100 - 125/4.0 分离柱。此柱的性价比出色。

Optional accessories

Order no.	Description
6.02821.000	PRP-X100 Guard 套杆的支架

用于将 Hamilton PRP-X 100 Guard 套杆连至分析用分离柱上的支架。



6.1005.020 PRP-X100 guard column cartridge/4.0

用于保护Hamilton PRP-X100分离柱。该小柱可有效地去除由于细菌或藻类生长等原因而形成的颗粒形式的污染物。

