



Hamilton PRP-X300 - 250/4.0

6.1005.030

Hamilton-PRP-X300 离子排阻色谱柱是具有相对较低容量的阳离子交换柱。作为离子交换剂的具有磺酸基团的聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物是简单分离问题的解决方案。此色谱柱的特性是可以测定有机酸中的盐，尤其可极为灵敏地测定甲酸。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1011.030	Metrosep RP 2 Guard/3.5

Metrosep RP 2 Guard/3.5 是一款多功能保护柱，能够可靠地保护分析用分离柱不受污染。可以安全清除小颗粒、氧化铁痕量或细菌。
Metrosep RP 2 Guard/3.5 有助于节省费用，因其仅需简单几步操作即可更换过滤片。



6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4.0

Metrosep RP 3 Guard HC/4.0 是一款多功能保护柱，能够可靠地保护分析用分离柱不受污染。可以安全清除亲脂有机污染物、小颗粒、氧化铁痕量或细菌。该保护柱以一种聚合物材料为基础，由于具有更大的包装体积，故此比 Metrosep RP 2Guard/3.5 的容量高很多。其可以在整个 pH 范围内使用。



6.1011.130

RP 2 保护装置替换滤芯，10片

