



Metrosep Organic Acids - 250/7.8

6.1005.200

Metrosep Organic Acids - 250/7.8 是基于聚合物复合材料的阳离子交换柱。它是用于测定有机酸及解决棘手和复杂分离问题的高效柱。除了有机酸之外，还可以测定碳酸盐（反向抑制）、氟化物（氢氟酸）和磷酸盐（磷酸）。与 Hamilton PRP-X300 - 250/4.0 相反，Metrosep Organic Acids - 250/7.8 拥有较大的容量和更强的选择性。

Scope of delivery 6.1005.200

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
6.1005.250	Metrosep Organic Acids Guard/4.6 Metrosep Organic Acids Guard/4.6 可有效清除污染并保护用于分析的分离柱。

