



Metrosep A Supp 1 - 250/4.6

6.1005.300

Metrosep A Supp 1 - 250/4.6 是一种可通用的阴离子柱，具备中等容量及特殊选择性。使用此柱可处理那些浓度差别较大的样品。比如可在含有 150 g/L 氯化钠的溶液中测定 4 µg/L 的硫酸盐。它的另一个优点就是，在硝酸盐之后淋洗出溴化物。尤其在分析羰基卤化物时，A Supp 1 - 250/4.6 表现出优秀的分离性能。压力波动、经常更换淋洗液，以及较大的样品通量，这些甚至较长时间都不会影响该柱的分离效率。它是研发实验室和常规实验室的 «工作狂人»。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1005.340	Metrosep A Supp 1 Guard/4.6
	Metrosep A Supp 1 Guard/4.6 保护 Metrosep A Supp 1 - 250/4.6 分离柱不受微尘颗粒及细菌的污染。

