



Metrosep A Supp 3 - 250/4.6

6.1005.320

Metrosep A Supp 3 - 250/4.6 可解决水溶液和有机介质中的分离问题。它可与多种淋洗液安全运行 – 甚至高比例的有机溶剂。使用 Metrosep A Supp 3 - 250/4.6 可在常规运行中处理那些较难分析的样品，例如测量生物样品或在有机基质中测定无机阴离子。借助氢氧化钠梯度可在 Metrosep A Supp 3 - 250/4.6 上可靠地分离磷酸盐。此柱也可用于等度运行，20 分钟内分离亚硫酸盐、硫酸盐和硫代硫酸盐。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1011.030	Metrosep RP 2 Guard/3.5

Metrosep RP 2 Guard/3.5 是一款多功能保护柱，能够可靠地保护分析用分离柱不受污染。可以安全清除小颗粒、氧化铁痕量或细菌。
Metrosep RP 2 Guard/3.5 有助于节省费用，因其仅需简单几步操作即可更换过滤片。



6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4.0

Metrosep RP 3 Guard HC/4.0 是一款多功能保护柱，能够可靠地保护分析用分离柱不受污染。可以安全清除亲脂有机污染物、小颗粒、氧化铁痕量或细菌。该保护柱以一种聚合物材料为基础，由于具有更大的包装体积，故此比 Metrosep RP 2Guard/3.5 的容量高很多。其可以在整个 pH 范围内使用。



6.1011.130

RP 2 保护装置替换滤芯，10片

