



Metrosep A Supp 1 HS - 50/4.6

6.1005.350

Metrosep A Supp 1 HS - 50/4.6 可在极短时间内分离标准阴离子。对于离子含量少的简单样品基质来说，Metrosep A Supp 1 HS - 50/4.6 柱是正确的选择。例如在含氯化物和硫酸盐的可乐饮料中分析磷酸盐仅需不到三分钟。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1011.040	Metrosep RP 3 Guard HC/4.0

Metrosep RP 3 Guard HC/4.0 是一款多功能保护柱，能够可靠地保护分析用分离柱不受污染。可以安全清除亲脂有机污染物、小颗粒、氧化铁痕量或细菌。该保护柱以一种聚合物材料为基础，由于具有更大的包装体积，故此比 Metrosep RP 2Guard/3.5 的容量高很多。其可以在整个 pH 范围内使用。



6.1011.120 用于 RP Guard 的备用过滤器，10 个

不用于 6.1011.030。

