



Metrosep A Supp 5 - 150/2.0

6.1006.220

微径规格的 Metrosep A Supp 5 - 150 具备极为优秀的分离性能。5 μm 的颗粒大小对该色谱柱的分离效率起到决定性的作用。Metrosep A Supp 5 - 150/2.0 可提供选择性和容量的佳组合，能够在短时间内可靠地解决复杂的分离任务。2 mm 分离柱 Metrosep A Supp 5 装在与相应的 4 mm 分离柱相同的材料中。此色谱柱的 150 mm 款型可通用于低耗量淋洗液应用。

因淋洗液流速较小，该柱特别适用于 IC-MS 联用。

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1006.600

Metrosep A Supp 5 Guard/2.0

Metrosep A Supp 5 Guard/2.0 对 2 mm 仪器型号的离子色谱阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护，使其不受样品或淋洗液的污染。

它含有与 Metrosep A Supp 5 相同的分离材料，也同样由 PEEK（聚醚醚酮）制成，并直接以几乎无死点容积的方式拧到相应分离柱上（«On Column Guard System»）。保护柱将延长分析用柱的使用寿命，且不会影响其色谱分离效率。建议使用 A Supp 5 Guard/2.0，其价格优惠且操作简单。



6.1006.610

Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.0

Metrosep A Supp 5 Guard/2.0 对 2 mm 仪器型号的离子色谱阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护，使其不受样品或淋洗液的污染。

它含有与 Metrosep A Supp 5 相同的分离材料，也同样由 PEEK（聚醚醚酮）制成，并直接用毛细管连接到相应分离柱上。保护柱将延长分析用柱的使用寿命，且不会影响其色谱分离效率。建议使用 A Supp 5 S-Guard/2.0，其价格优惠且操作简单。

