



Metrosep A Supp 4 - 250/4.0

6.1006.430

Metrosep A Supp 4 - 250/4.0 是极为坚固的色谱柱，具有十分优秀的分离性能。分离阶段包含聚乙烯醇颗粒，带季铵基团，直径为 9 μm 。此结构能确保高稳定性，与可通过内置过滤板的细微颗粒相比来说允差更大。Metrosep A Supp 4 - 250/4.0 具有中等离子交换能力；硫酸将于 12.5 分钟之后淋洗出来。通过此分离柱可达到的基数高于 Metrosep Anion Dual 2 - 75/4.6。A Supp 4 - 250/4.0 特别适用于水分析中的所有常规工作。

Optional accessories

Order no.	Description
6.01021.500	Metrosep A Supp 4 Guard/4.0
	Metrosep A Supp 4 Guard/4.0 对阴离子柱 Metrosep A Supp 4 - 250/4.0 进行可靠保护，使其不受样品或淋洗液的污染。



Metrosep A Supp 4 S-Guard/4.0 对离子色谱阴离子柱 Metrosep A Supp 4 进行可靠保护，使其不受样品或淋洗液的污染。

