



Metrosep A Supp 5 - 100/4.0

6.1006.510

Metrosep A Supp 5 - 100/4.0 可进行高效快速的分离。Metrosep A Supp 5 - 100/4.0 的这一属性使其作为标准柱用于短时分析及测定后期淋洗出的阴离子（例如高氯酸盐）。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1006.500	Metrosep A Supp 5 Guard/4.0

Metrosep A Supp 5 Guard/4.0 对 IC 阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护，使其不受样品或淋洗液的污染。

它含有与 Metrosep A Supp 5 相同的分离材料，也同样由 PEEK（聚醚醚酮）制成，并直接以几乎无死点容积的方式拧到相应分离柱上（«On Column Guard System»）。保护柱将延长分析用柱的使用寿命，且不会影响其色谱分离效率。建议使用 A Supp 5 Guard/4.0，其价格优惠且操作简单。



6.1006.540 Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0

Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0 对离子色谱阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护，使其不受样品或淋洗液的污染。



6.1020.520 Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0

Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0 是 Metrosep A Supp 10 Guard /4.0 的高容量变型。

