



Metrosep A Supp 5 - 150/4.0

6.1006.520

150 mm 仪器型号的 Metrosep A Supp 5 具备非常出色的分离性能。分离度高和出色的峰形对称性将简化低浓度样品的分析工作。5 μm 的颗粒大小对该色谱柱的分离效率起到决定性的作用。Metrosep A Supp 5 - 150/4.0 可提供选择性和容量的佳组合，能够在短时间内可靠地解决复杂的分离任务。此性能使 Metrosep A Supp 5 - 150/4.0 成为可佳广泛应用的标准离子色谱柱。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1006.500	Metrosep A Supp 5 Guard/4.0
	Metrosep A Supp 5 Guard/4.0 对 IC 阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护，使其不受样品或淋洗液的污染。 它含有与 Metrosep A Supp 5 相同的分离材料，也同样由 PEEK（聚醚醚酮）制成，并直接以几乎无死点容积的方式拧到相应分离柱上（«On Column Guard System»）。保护柱将延长分析用柱的使用寿命，且不会影响其色谱分离效率。建议使用 A Supp 5 Guard/4.0，其价格优惠且操作简单。



6.1006.540

Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0

Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0 对离子色谱阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护，使其不受样品或淋洗液的污染。

