



Metrosep A Supp 5 Guard/2.0

6.1006.600

Metrosep A Supp 5 Guard/2.0 对 2 mm 仪器型号的离子色谱阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护，使其不受样品或淋洗液的污染。

它含有与 Metrosep A Supp 5 相同的分离材料，也同样由 PEEK（聚醚醚酮）制成，并直接以几乎无死点容积的方式拧到相应分离柱上（«On Column Guard System»）。保护柱将延长分析用柱的使用寿命，且不会影响其色谱分离效率。建议使用 A Supp 5 Guard/2.0，其价格优惠且操作简单。

Scope of delivery 6.1006.600

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2744.060	螺纹堵头
		用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。

