



Metrosep C 3 - 100/4.0

6.1010.410

基于聚乙烯醇的新型承载材料显著提高了单价和二价阳离子的分离能力。此阳离子柱的尖峰形状高度对称。

Metrosep-C-3 系列最短的分离柱特别适用于快速分离标准阳离子以及分离较大的有机胺类。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1010.450	Metrosep C 3 Guard/4.0
	Metrosep C 3 Guard/4.0 包含 C 3 柱材料，用于保护 Metrosep-C-3 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住，由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。Metrosep C 3 Guard/4.0 也按照 «On Column Guard System» 来运行，将几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。



6.1010.460

Metrosep C 3 S-Guard/4.0

Metrosep C 3 S-Guard (保护柱) /4.0 含有 C 3 柱材料, 用于保护 Metrosep C 3 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住, 由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。

