



Metrosep RP 2 Guard/3.5

6.1011.030

Metrosep RP 2 Guard/3.5 是一款多功能保护柱，能够可靠地保护分析用分离柱不受污染。可以安全清除小颗粒、氧化铁痕量或细菌。Metrosep RP 2 Guard/3.5 有助于节省费用，因其仅需简单几步操作即可更换过滤片。

Scope of delivery 6.1011.030

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1011.130	RP 2 保护装置替换滤芯，10片	

