



Metrosep RP 3 Guard HC/4.0

6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4.0 是一款多功能保护柱，能够可靠地保护分析用分离柱不受污染。可以安全清除亲脂有机污染物、小颗粒、氧化铁痕量或细菌。该保护柱以一种聚合物材料为基础，由于具有更大的包装体积，故此比 Metrosep RP 2Guard/3.5 的容量高很多。其可以在整个 pH 范围内使用。

Scope of delivery 6.1011.040

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。

