



Hamilton RCX-30 - 250/4.6

6.1018.000

Hamilton RCX-30 - 250/4.6 是一种用于分离单糖、二糖和糖醇的分离柱。这是一种基于聚苯乙烯/二乙烯基苯树脂的阴离子交换柱。RCX-30 - 250/4.6 可广泛使用。

Hamilton RCX-30 - 250/4.6 分离柱能出色地分离果糖和乳糖。另外，该分离柱还允许使用最高达 2 mL/min 的流速，以加速色谱分析。测定小碳水化合物（单糖、二糖和糖醇）时，推荐使用长型分离柱（250 mm）。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1011.030	Metrosep RP 2 Guard/3.5 Metrosep RP 2 Guard/3.5 是一款多功能保护柱，能够可靠地保护分析用分离柱不受污染。可以安全清除小颗粒、氧化铁痕量或细菌。 Metrosep RP 2 Guard/3.5 有助于节省费用，因其仅需简单几步操作即可更换过滤片。



6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4.0

Metrosep RP 3 Guard HC/4.0 是一款多功能保护柱，能够可靠地保护分析用分离柱不受污染。可以安全清除亲脂有机污染物、小颗粒、氧化铁痕量或细菌。该保护柱以一种聚合物材料为基础，由于具有更大的包装体积，故此比 Metrosep RP 2Guard/3.5 的容量高很多。其可以在整个 pH 范围内使用。



6.1011.130

RP 2 保护装置替换滤芯，10片

