



Metrosep C 4 - 150/2.0

6.1050.220

“微孔径”阳离子分离柱 Metrosep C 4 - 150/2.0 是微径分离柱中的通用型标准柱。分离效率高，所需时间短。Metrosep C 4 - 150/2.0 分离柱是分析水性介质中的碱金属和碱土金属的适宜选择。因淋洗液流速较小，该柱特别适用于 IC-MS 联用。

Scope of delivery 6.1050.220

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1050.600	Metrosep C 4 Guard/2.0	
	Metrosep C 4 Guard（保护柱）/2.0 含有 C-4 柱材料，用于保护所有 2 mm 内直径、基于硅胶载体材料的 Metrosep 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住，由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。其优惠的价格也是一大优势。Metrosep C 4 Guard/2.0 也按照《On Column Guard System》来运行，将几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。	
6.1050.610	Metrosep C 4 S-Guard/2.0	
	Metrosep C 4 Guard（保护柱）/2.0 含有 C-4 柱材料，用于保护所有 2 mm 内直径、基于硅胶载体材料的 Metrosep 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住，由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。其优惠的价格也是一大优势。	