



Metrosep C 4 - 250/2.0

6.1050.230

“微孔径”阳离子分离柱 Metrosep C 4 - 250/2.0 是 C 4 系列中的高容量阳离子柱（2 mm 内直径）。适用于对分离效率有较高要求的应用。使用该柱可对浓度差异的样品进行可靠的分析。该柱的性能可通过例如在有一乙醇胺（MEA）的情况下分析钠痕体现出来。使用 C 4 - 250/2.0 可同时测量胺和过渡金属以及碱金属和碱土金属。因淋洗液流速较小，该柱特别适用于 IC-MS 联用。

Scope of delivery 6.1050.230

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1050.600	Metrosep C 4 Guard/2.0	
	Metrosep C 4 Guard (保护柱) /2.0 含有 C-4 柱材料, 用于保护所有 2 mm 内直径、基于硅胶载体材料的 Metrosep 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住, 由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。其优惠的价格也是一大优势。Metrosep C 4 Guard/2.0 也按照 «On Column Guard System» 来运行, 将几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。	
6.1050.610	Metrosep C 4 S-Guard/2.0	
	Metrosep C 4 Guard (保护柱) /2.0 含有 C-4 柱材料, 用于保护所有 2 mm 内直径、基于硅胶载体材料的 Metrosep 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住, 由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。其优惠的价格也是一大优势。	