



Metrosep C 4 - 50/4.0

6.1050.450

Metrosep C 4 - 50/4.0 是 Metrosep C 4 系列中较短的分离柱。其容量为 5 µmol (K⁺)，特别适用于快速分离。因容量小而允许在较短的时间内分析后淋洗出的碱土金属。由于保留时间较短，那些之前只能使用 FIA 系统（流动注射分析系统）进行分析的应用现在也可使用离子色谱进行分析。

Scope of delivery 6.1050.450

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
6.1050.500	Metrosep C 4 Guard/4.0 Metrosep C 4 Guard（保护柱）/4.0 含有 C-4 柱材料，用于保护所有基于硅胶载体材料的 Metrosep 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住，由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。其优惠的价格也是一大优势。Metrosep C 4 Guard/4.0 也按照《On Column Guard System》来运行，将几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。



6.1050.510	Metrosep C 4 S-Guard/4.0 Metrosep C 4 S-Guard（保护柱）/4.0 含有 C-4 柱材料，用于保护所有基于硅胶载体材料的 Metrosep 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住，由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。其优惠的价格也是一大优势。
------------	--

