



Metrosep C 4 Guard/2.0

6.1050.600

Metrosep C 4 Guard (保护柱) /2.0 含有 C-4 柱材料，用于保护所有 2 mm 内直径、基于硅胶载体材料的 Metrosep 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住，由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。其优惠的价格也是一大优势。Metrosep C 4 Guard/2.0 也按照 «On Column Guard System» 来运行，将几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。

Scope of delivery 6.1050.600

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用例如密封柱。

