



# Metrosep C Supp 1 - 100/4.0

6.1052.410

短款 Metrosep C Supp 1 可用于在  $\mu\text{g/L}$  范围内使用序列抑制法电导检测快速测定阳离子。阳离子分析中的基线噪声会通过抑制得到优化。由此待测定阳离子的指示极限将较低。

## Optional accessories

| Order no.  | Description                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1052.500 | Metrosep C Supp 1 Guard/4.0                                                                                                                                                                 |
|            | Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 含有 C-Supp-1 柱材料，用于保护 Metrosep-C-Supp-1 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住，由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 也按照 «On Column Guard System» 原理来工作，几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。 |

