



Metrosep C Supp 1 - 150/4.0

6.1052.420

Metrosep C Supp 1 - 150/4.0 分离柱是测定低浓度标准阳离子时的推荐色谱柱。通过经序列抑制法的较低基线噪声可实现低于 $\mu\text{g/L}$ 范围中的指示极限。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4.0

Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 含有 C-Supp-1 柱材料，用于保护 Metrosep-C-Supp-1 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住，由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 也按照 «On Column Guard System» 原理来工作，几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。

