



Metrosep C Supp 1 - 250/4.0

6.1052.430

Metrosep C Supp 1 - 250/4.0 分离柱用于低浓度范围中标准阳离子和某些过渡阳离子及胺的较难实现的分离操作。经序列抑制的电导检测可通过低基线噪声实现较低的指示极限。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4.0
	Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 含有 C-Supp-1 柱材料，用于保护 Metrosep-C-Supp-1 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住，由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 也按照 «On Column Guard System» 原理来工作，几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。

