



CVS 用 Pt1000 温度探针（安装长度 9 cm）

6.1110.120

Pt1000 温度探针（B 级），用于 Professional CVS 仪器。

Scope of delivery 6.1110.120

Qt.	Order no.	Description
100 Stk	6.1236.020	套管，SGJ 14/12 毫米
		套管，SGJ 14/12 毫米，带O型圈



Optional accessories

Order no.	Description
6.2104.140	1米的电极电缆，2 x 2毫米 用于连接带瑞士万通G型插入式连接头的温度传感器，用在780，781，826，827 pH/离子计和所有Titrando上。

