



用于稳定性测量仪的 Pt100 温度探针 (17.5 cm)

6.1111.010

Pt100 温度探针（长度 17.5 cm），带固定淡蓝和 Mini-DIN 插头。该无玻璃温度传感器适合在 711 Liquino 和稳定性测量仪（743 Rancimat、763 PVC Thermomat、892 Professional Rancimat 或 895 Professional PVC Thermomat）上使用。

Optional accessories

Order no.	Description
6.2042.040	温度传感器的固定夹
	GLP测试套件的固定夹，用于稳定性测试仪

