



反应杯，较长型，用于生物柴油的测定

6.1429.050

反应杯，用于采用743/873型分析仪测定挥发性油，矿物油及生物柴油混合物的稳定性。长度250毫米，与6.2418.130一起使用。每盒100只。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1808.090	螺纹转接器，M8/M6 外螺纹M8，内螺纹M6，例如，用于将6.2418.XXX空气管安装在679 Rancimat的6.1429.030反应杯中。



6.2418.130

长空气管，用于生物柴油的测定

每套100件。双倍长度。与6.1429.050一起使用

