



空气连接管的O型密封圈

6.1454.040

稳定性测定用空气管的O型密封圈。一套8片。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1429.040	反应杯，用于稳定性测定 反应杯，用于743/763/873型分析器进行稳定性测试（117只）



6.1429.050 反应杯，较长型，用于生物柴油的测定

反应杯，用于采用743/873型分析仪测定挥发性油，矿物油及生物柴油混合物的稳定性。长度250毫米，与6.2418.130一起使用。每盒100只。



6.1808.090 螺纹转接器，M8/M6

外螺纹M8，内螺纹M6，例如，用于将6.2418.XXX空气管安装在679 Rancimat的6.1429.030反应杯中。




6.2418.100 空气管，用于油测定

每套117件。



6.2418.120 空气管，用于PVC测定

每套117件。



6.2418.130

长空气管，用于生物柴油的测定

每套100件。双倍长度。与6.1429.050一起使用

