



## 玻璃计量管套件 20 mL

6.1574.220

全套玻璃计量管套件，包括计量管、活塞、计量管底端、阀盘和定心管。适用于 807 Dosing Unit 20 mL。

### Scope of delivery 6.1574.220

| Qt.   | Order no.  | Description                                                          |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 0 PCS | 6.2803.000 | 润滑油 (1 oz.)<br>特殊质量 (不含硅酮)。用于无脂磨口 (ground joint) 连接<br>(见6.2713.XXX) |

