



移液管适配器 1-10 mL，用于移液头

6.1808.250

带 M6 外螺纹和 Eppendorf 锥形管嘴的适配器，可插入移液头 6.1462.240 中，适用于 10 mL Eppendorf 滴定管头

Scope of delivery 6.1808.250

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1808.000	连接套筒， M6



1 PCS

6.1831.040 PEEK 毛细管, 内径0.5 毫米, 15厘米

用于在线渗析。用于IC渗析单元, IC样品处理器, IC液体处理渗析单元



Optional accessories

Order no.	Description
6.1562.240	滴定管头 1-10 mL (200 个) 用于 864 Robotic Balance Sample Processor 的 Eppendorf 移液吸头

