



支架板，用于 912/913/914

6.2001.130

支架板，可将移动式 912/913/914 pH/Konduktometer 转换为一台实验室仪器。

Scope of delivery 6.2001.130

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2013.010	定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.050

支撑杆 / 300毫米



1 PCS

6.2021.020

电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手，5 mm，用于 IC Sample Processor

