



反应杯固定器

6.2041.190

稳定性测定仪上的反应杯固定器；用于8只反应杯用于679 Rancimat

Optional accessories

Order no.	Description
6.1429.040	反应杯，用于稳定性测定
	反应杯，用于743/763/873型分析器进行稳定性测试（117只）



6.1429.050 反应杯，较长型，用于生物柴油的测定

反应杯，用于采用743/873型分析仪测定挥发性油，矿物油及生物柴油混合物的稳定性。长度250毫米，与6.2418.130一起使用。每盒100只。

