



样品架，48 x 11 mL，(Al)

6.2041.200

与 889 IC Sample Center 适配的样品架，用于 48 个样品容器。可使用以下样品容器：
6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、6.2743.117。

材料：铝 (Al)

Optional accessories

Order no.	Description
6.2743.100	PP 样品瓶，0.7 mL，用于 IC Sample Center，1000 个 1000 个样品容器



6.2743.107 PP 样品瓶, 0.7 mL, 用于 IC Sample Center, 100 个
100 个样品容器



6.2743.110 PP 样品瓶, 0.3 mL, 用于 IC Sample Center, 1000 个
1000 个样品容器



6.2743.117 PP 样品瓶, 0.3 mL, 用于 IC Sample Center, 100 个
100 个样品容器。



6.7303.100 玻璃小管, 1.5 mL, 100 只

用于与以下自动进样器搭配使用: Liquid Autosampler CIC (TEI)、
MMS 5000 Autosampler (AJ) 和 889 Sample Center。




6.7303.110 67303100 的隔垫, 100 个

用于与以下自动进样器上的 67303100 玻璃小管搭配使用: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ) 和 889 Sample Center。



6.2743.120 用于 6.2743.1XX Si/PTFE 的隔垫
1000 个



6.2743.127 用于 6.2743.1XX Si/PTFE 的隔垫
100 个

