



样品架，12 x 150 mL，（聚氯乙烯）

6.2041.360

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯：150 mL 大口杯（高形状）、6.1459.310。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

Optional accessories

Order no.	Description
6.1459.310	塑料材质的一次性样品杯（PP），200 mL，1000 个
	塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）200 mL，适用于 OMNIS 样品架 6.02041.020，样品架 6.2041.370 和 6.2041.830，1000 个。

