



样品架，21 x 100 mL，（聚氯乙烯）

6.2041.460

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 21 个样品容器。可使用以下样品容器：100 mL 分解管 (CSB)。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

Optional accessories

Order no.	Description
6.9914.137	CSB 用滴定头

在 CSB 系统 (MATi 12) 中使用滴定头。该滴定头提供了 3 根带防扩散阀且收起的软管，还有一根用于抽出滴定溶液供的软管。电极固定在一个 M10 的接头中。此外，还有三个喷嘴用开口。

