




样品架，28 x 50 mL，（聚氯乙烯）

6.2041.490

与 919 Autosampler plus、858 Professional Sample Processor 适配的样品架，用于 28 个样品容器。可使用以下样品容器：6.2747.010。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

Optional accessories

Order no.	Description
6.2747.010	样品管 50 mL

带蓝色螺纹密封件和 mL 刻度。每套 25 个。



6.1458.080

用于 919 IC Autosampler 以及 VA 和 CVS 应用的移液头。

