



样品架，56 x 11 mL 和 1 x 250 mL，（聚氯乙烯）

6.2041.510

与 919 Autosampler plus、858 Professional Sample Processor 适配的样品架，用于 56 个样品容器和 1 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶：100 mL 分解管 (CSB)。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

Optional accessories

Order no.	Description
6.2743.050	样品容器 11 mL
	2000 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。
	IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.057 样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.040 PP 小管，2.5 mL，2000 只

2.5 mL，2000 只。用于 IC Sample Processors。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.047 PP 小管，2.5 mL，200 只

2.5 mL。200 个。用于 IC Sample Processors。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.1453.250 塑料材质的样品杯 (PP) 250 mL，1 个

塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）250 mL，适用于样品架
6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030，1 个



6.2743.070 塞子，其上有穿孔
2000只。用于IC样品处理器



6.2743.077 塞子，其上有穿孔
200只。用于IC样品处理器

