




样品架，36 x 6 mL，(Al)

6.2041.720

与 874 Oven Sample Processor" 适配的样品架，用于 36 个样品容器。可使用以下样品容器：6.2419.000。

材料：铝 (Al)

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2419.000	样品瓶 6 mL，1000 件
------------	-----------------

样品瓶，用于最多 6 mL 样品，适用于隔垫 6.1448.050，1000 件



6.1448.050 铝隔膜盖/ 1000片
包括铝密封铝箔。