



样品架，100 x 75 mL，（聚氯乙烯）

6.2041.800

与 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrator "Basic" 适配的样品架，用于 100 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1432.210, 6.1459.400。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

Optional accessories

Order no.	Description
6.1458.070	滴定头 / 2 x NS 14

用于 75mL 样品容器的滴定头。带 2 个 NS 14 开口、2 个 6.4 mm 开口和 3 个加液头。适用于冲洗和抽吸装备。



6.1459.400 塑料材质的样品杯（PE）75 mL，144 个

塑料材质的样品杯（聚乙烯，PE）75 mL，适用于样品架 6.2041.340，
6.2041.350，6.2041.800 和 6.02041.040 OMNIS 样品架，144 个。



6.1432.210 透明玻璃材质的样品杯 75 mL，1 个

透明玻璃材质的样品杯 75 mL，适用于样品架 6.2041.340、
6.2041.350、6.2041.800 和 6.2041.900，1 个

