



样品架，34 x 150 mL，（聚氯乙烯）

6.2041.810

与 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrator "Basic" 适配的样品架，用于 34 个样品杯。可使用以下样品杯：150 mL 大口杯（高形状）。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

Optional accessories

Order no.	Description
6.1458.010	滴定头，6 x SGJ 14 和 3 x SGJ 9 开孔 带 6xSGJ14 和 3x SGJ9 开孔。



6.1458.040 大的滴定头，3 x SGJ 14

大的滴定头，用于120毫升的滴定杯。带3个SGJ 14的开孔和4个6.4毫米的开孔，包括2个加液头。适用于冲洗和吸液设备。

