



样品架，28 x 200 mL，（聚氯乙烯）

6.2041.830

与 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrator «Basic» 适配的样品架，用于 28 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1459.310。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

Optional accessories

Order no.	Description
6.1458.010	滴定头，6 x SGJ 14 和 3 x SGJ 9 开孔 带 6xSGJ14 和 3x SGJ9 开孔。



6.1458.040 大的滴定头，3 x SGJ 14

大的滴定头，用于120毫升的滴定杯。带3个SGJ 14的开孔和4个6.4毫米的开孔，包括2个加液头。适用于冲洗和吸液设备。



6.1459.310 塑料材质的一次性样品杯（PP），200 mL，1000 个

塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）200 mL，适用于 OMNIS 样品架 6.02041.020，样品架 6.2041.370 和 6.2041.830，1000 个。



6.1462.060 机器人臂，带滴定头固定器，向左摆动

滴定头固定器，用于786型摇摇头



6.1462.070 机器人臂，带滴定头固定器，向右摆动

滴定头固定器，用于786型摇摇头

