



样品架嵌件，54 x 75 mL，用于水浴，(AI)

6.2041.900

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架嵌件，用于 54 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1432.210、6.1459.400。

材料：铝 (AI)

Optional accessories

Order no.	Description
6.1432.210	透明玻璃材质的样品杯 75 mL，1 个
	透明玻璃材质的样品杯 75 mL，适用于样品架 6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800 和 6.2041.900，1 个



6.1462.050 机器人臂，带滴定头，用于786型摇摆头，向左或向右摆动
滴定头，用于摇摆头



6.1462.150 带滴定头和样品杯传感器的摆臂，用于 786 Swing Head，可左摆或右摆

带样品杯传感器的滴定头，用于 786 Swing Head，2 x M10，1 x SGJ 14.5，2 x 滴定管头



6.1459.400 塑料材质的样品杯（PE）75 mL，144 个

塑料材质的样品杯（聚乙烯，PE）75 mL，适用于样品架 6.2041.340，6.2041.350，6.2041.800 和 6.02041.040 OMNIS 样品架，144 个。



6.2840.000 水浴装置，用于机器人样品处理器和Robotic Titrosampler.
带水浴的样品盘，用于机器人样品处理器和Titrosampler.



6.2711.070 液滴盘，用于789/815/855

液滴盘，用于789，815以及855机器人样品处理系统XL

