



Insert, 用于30x11毫升样品瓶，用在Soliprep样品盘上

6.2067.000

Sample rack insert, 用于30x11毫升样品瓶 (6.2743.050)

Optional accessories

Order no.	Description
6.2743.050	样品容器 11 mL 2000 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。 IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。

