



用于样品架 6.2068.010 的秤盘

6.2067.100

该秤盘设计用于 120 mL PP 样品杯（6.1459.300），可用在 864 Balance Sample Processor 的样品架上。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1459.300	塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL, 250 个
	塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于样品架 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141，250 个

