




## 样品架，20 x 120 mL，（聚丙烯）

6.2068.010

与 864 Balance Sample Processor 适配的样品架，用于 20 个样品杯。可使用以下样品杯：  
6.1459.300。

塑料：聚丙烯 (PP)

### Optional accessories

| Order no.  | Description                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1459.300 | 塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL, 250 个                                                                                               |
|            | 塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于样品架<br>6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、<br>6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141，250 个 |



6.1562.240      滴定管头 1-10 mL (200 个)

用于 864 Robotic Balance Sample Processor 的 Eppendorf 移液吸头



---

6.2067.100      用于样品架 6.2068.010 的秤盘

该秤盘设计用于 120 mL PP 样品杯 (6.1459.300)， 可用在 864 Balance Sample Processor 的样品架上。

