



样品架，24 x 120 mL，（聚氯乙烯）

6.2068.020

与 815 Robotic Soliprep 适配的样品架，用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯：
6.1459.300、6.1459.307。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

Optional accessories


Order no.	Description
6.1459.300	塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL, 250 个
	塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于样品架 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、 6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141，250 个



6.2067.000 Insert, 用于30x11毫升样品瓶，用在Soliprep样品盘上
Sample rack insert, 用于30x11毫升样品瓶（6.2743.050）



6.2067.010 Insert, 24x注射器针，用于Soliprep样品盘
Sample rack insert, 用于24x注射器针（luer连接头）



6.2067.020 Insert, 用于12x30毫米针筒过滤器，用在Soliprep样品盘上
Sample rack insert, 用于12x30毫米针筒过滤器（luer连接头）



6.1459.307 塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL, 1 个

塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于样品架
6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141, 1 个

