



水浴装置，用于机器人样品处理器和Robotic Titrosampler.

6.2840.000

帶水浴的样品盘，用于机器人样品处理器和Titrosampler.

Scope of delivery 6.2840.000

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.1801.130	PVC 管 / 8 毫米 / 12 毫米 / 2 米



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2041.900	样品架嵌件，54 x 75 mL，用于水浴，(Al) 与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架嵌件，用于 54 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1432.210、6.1459.400。 材料：铝 (Al)	
6.2058.030	摇摆头延长板，10毫米，用于样品处理器 摇摆头延长板，用于水浴样品盘。	