



1毫升的交换单元

6.3026.110

智能型加液单元，配有1毫升的玻璃计量管和光保护。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶

Scope of delivery 6.3026.110

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1543.060	滴定管头 / 螺纹 M6
滴定管头，螺纹 M6。与毛细管 6.1805.160 和可移动球塞 6.1446.030 一同组成整套的计量管头 6.1537.010。		



1 PCS


6.1805.170

PTFE (聚四氟乙烯) 毛细管 / M6 / 18 cm

带遮光罩和弯折保护。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1576.110	交换单元底板, 1毫升	
6.1608.030	试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45	
6.1608.040	试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45 通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。	