



5毫升的交换单元

6.3026.150

交换单元内置数据芯片，5毫升玻璃计量管和避光保护壳。
(stopcock)，FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶


PCTFE/PTFE平面旋塞阀

Scope of delivery 6.3026.150

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1543.060	滴定管头 / 螺纹 M6
滴定管头，螺纹 M6。与毛细管 6.1805.160 和可移动球塞 6.1446.030 一同组成整套的计量管头 6.1537.010。		



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1563.040	恒温夹套，用于806型 交换单元 用于6.3026.XXX 交换单元	
6.1576.150	交换单元底板/5毫升	
6.1608.030	试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45	
6.1608.040	试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45 通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。	